

grp B8

0

Vous suivent

0

Vous suivez

1

Espaces

[Suivre](#)Menu **profil**[Flux](#)[À propos](#)

Filtre ▾

Tri ▾

grp B8 il y a environ 12 jours **PUBLIC**

Nous avons versé le sulfate de cuivre et la solution S dans le bidon de métaux lourds, ainsi que la contenance de l'ampoule dans le bidon des solvants



image.jpg - 1.37 MB

image.jpg - 1.42 MB

Aime · commentaire

grp B8 il y a environ 12 jours **PUBLIC**

On version en le ce le sulfate de cuivre de la solution que l'on met dans un bêcher




image.jpg - 1.33 MB

Aime · commentaire



grp B8 il y a environ 12 jours PUBLIC



On secoue l'ampoule face au mur en n'oubliant pas d'ouvrir le robinet



image.jpg - 1.41 MB

Aime · commentaire



grp B8 il y a environ 12 jours PUBLIC



On preleve 10ml de cyclohexane dans le b cher que l'on ajuste dans l' prouvette en se d p chant car c'est volatile






image.jpg - 1.23 MB

image.jpg - 1.4 MB

Aime · commentaire



grp B8 il y a environ 12 jours PUBLIC



On verse les 10ml de solution dans l'ampoule à decanter



image.jpg - 1.23 MB

Aime · commentaire



grp B8 il y a environ 12 jours PUBLIC



On preleve de la solution s que l'on met dans un b cher puis on ajuste la quantit  a 10ml gr ce   l' prouvette gradu e






 image.jpg - 1.23 MB

 image.jpg - 1.35 MB

Aime · commentaire

Load more

Membre dans cet espace ▼

